

- Placez le protège-tibia en position et fixez-le sous les bords de la coquille de la botte.
- Insérez les sangles dans les boucles et ajustez-les à la compression souhaitée. Fermez les boucles à bout bleu en position verrouillée.

Modification du site de décharge : Body Armor® Walker II

- Retirez la semelle intérieure supérieure (beige) de la botte.
- Placez une pellicule stérile sur la zone à décharger.
- Marquez la zone à décharger sur la pellicule avec un marqueur transférable.
- Placez le pied dans la botte et tenez-vous debout pour permettre à la marque de se transférer sur la semelle intérieure inférieure (blanche). Retirez la semelle inférieure une fois que c'est terminé.
- À l'aide d'un couteau utilitaire ou d'un outil rotatif, découpez la zone de décharge. Écartez les bords (environ 30°). La zone de décharge doit être 0,5 cm plus large que le bord extérieur de la zone à décharger et étendue distalement de 1,25 cm.
- Remplacez la semelle intérieure inférieure modifiée dans la botte et couvrez-la avec la semelle intérieure supérieure.

La gestion du site de décharge doit être effectuée sous les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci.

Mise en garde

Veillez toujours suivre ces instructions d'utilisation. En cas de douleur ou de gonflement, cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre médecin. Cet appareil est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement sous les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. DARCO® International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Il est conseillé de porter des pansements ou des chaussettes avec la botte. Ne conduisez pas de véhicule pendant que vous portez cet appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous marchez sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez cet appareil. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil est destiné à un usage par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Cet appareil à la fine pointe de la technologie a été conçu et fabriqué par DARCO® International, Inc. pour le traitement d'une condition médicale spécifique. Si un incident grave survient relativement à cet appareil, il doit être signalé au fabricant aux coordonnées indiquées dans ce document et aux autorités compétentes du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Une fois le traitement terminé, jetez cet appareil conformément aux lois et aux ordonnances locales.



**UK
CA**

Manufactured for:
DARCO® International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Phone 304.522.4883

www.darcointernational.com

Made in China

CE

EC REP

DARCO® (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting, Germany
Telephone +49 8807 9228 0
www.darco.de

BWAL-IFU-21_Rev0225

DARCO

Body Armor® Walker

Instructions For Use

| Body Armor® Walker

| Body Armor® Walker Liner

EN

| Body Armor® Walker II

Indications

> Postoperative use, trauma care, stress fractures, soft tissue injury

Contraindications

> Open fractures, poor circulation

Cleaning Instructions/Maintenance

- > When the shell or inner liner is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- > Allow the shell or inner liner to air dry only.

Instructions for use - Body Armor® Walker

- Unlock all buckles and remove the shin guard, foam pads, and liner.
- Wrap the liner around the foot and secure with the closures - *Additional Liners are available.*
- Spread open the shell and place the foot heel first into the walker.
- Place the foam pads in areas of excessive rubbing or to limit space (Optional).
- Place the shin guard into position and secure it under the edges of the walker shell.
- Insert straps into the buckles and adjust them to the desired compression. Close the blue-tipped buckles to the locked position.

Instructions for use - Body Armor® Walker II

- Unlock all buckles, remove the shin guard and foam pads.
- If off-loading for ulcers, fractures, or other painful areas, see below instructions.
- Spread open the shell and place the foot heel first into the walker.
- Place the foam pads in areas of excessive rubbing or to limit space (Optional).
- Place the shin guard into position and secure it under the edges of the walker shell.
- Insert straps into the buckles and adjust them to the desired compression. Close the blue-tipped buckles to the locked position.

Off-load site modification - Body Armor® Walker II

- Remove top insole (tan) from the walker.
- Place a sterile film over the area to be off-loaded.
- Mark the area to be off-loaded on the film with a transferable marker.
- Place the foot in the walker and stand to allow the mark to transfer to the bottom insole (white). Remove bottom insole when complete.
- Using a utility knife or rotary tool, cut out the relief area. Skive the edges (approx. 30°). The relief area should be 0.5 cm larger than the outer edge of the area to be offloaded and extended distally 1.25 cm.
- Place the modified bottom insole back in the walker and cover with the top insole.

Off-load site management should be under the instruction of and in consultation with a healthcare professional.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of pain or swelling, discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a healthcare professional. DARCO® International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear dressings or socks with the walker. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO® International, Inc. to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.

ES

Indicaciones

> Uso postoperatorio, atención de traumatismos, fracturas por sobrecarga, lesiones de tejidos blandos

Contraindicaciones

> Fracturas expuestas, mala circulación

Instrucciones de limpieza/mantenimiento

- > Cuando la carcasa o el revestimiento interior estén ligeramente sucios, límpielos con un paño húmedo o un cepillo suave.
- > Deje que la carcasa o el revestimiento interior se seque al aire.

Instrucciones de uso: Body Armor® Walker

1. Destrabe todas las hebillas y retire la espinillera, las almohadillas de espuma y el revestimiento.
2. Envuelva el revestimiento alrededor del pie y asegúrelo con los cierres. Hay disponibles revestimientos adicionales.
3. Separe la cubierta y coloque el talón del pie primero en el caminador.
4. Coloque las almohadillas de espuma en áreas de excesivo roce o para limitar el espacio (opcional).
5. Coloque la espinillera en su lugar y fijela debajo de los bordes de la cubierta del caminador.
6. Inserte las correas en las hebillas y ajústelas para lograr la compresión deseada. Cierre las hebillas de punta azul hasta la posición de bloqueo.

Instrucciones de uso: Body Armor® Walker II

1. Destrabe todas las hebillas, quítese la espinillera y las almohadillas de espuma.
2. Si lo retira por úlceras, fracturas u otras áreas dolorosas, consulte las instrucciones a continuación.
3. Separe la cubierta y coloque el talón del pie primero en el caminador.
4. Coloque las almohadillas de espuma en áreas de excesivo roce o para limitar el espacio (opcional).
5. Coloque la espinillera en su lugar y fijela debajo de los bordes de la cubierta del caminador.
6. Inserte las correas en las hebillas y ajústelas para lograr la compresión deseada. Cierre las hebillas de punta azul hasta la posición de bloqueo.

Modificación del sitio de descarga: Body Armor® Walker II

1. Retire la plantilla superior (oscura) del caminador.
2. Coloque una película estéril sobre el área a descargar.
3. Marque el área a descargar en la película con un marcador transferible.
4. Coloque el pie en el caminador y párese para permitir que la marca se transfiera a la plantilla

5. Con una navaja o una herramienta rotativa, corte el área de alivio. Bisele los bordes (aprox. 30°). El área de alivio debe ser 0,5 cm más grande que el borde exterior del área a descargar y extenderse distalmente 1,25 cm.
6. Vuelva a colocar la plantilla inferior modificada en el andador y cúbrala con la plantilla superior.

El manejo del sitio de descarga debe estar bajo la instrucción de y en consulta con un profesional de la salud.

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de dolor o hinchazón, suspenda el uso y consulte con su proveedor médico de inmediato. Este dispositivo está diseñado para ayudar en la recuperación y debe usarse exclusivamente bajo las instrucciones de y en consulta con un profesional de la salud. DARCO® International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el mal uso del producto. Es recomendable usar vendajes o calcetines con el caminador. No conduzca mientras esté usando este dispositivo. Tenga mucho cuidado al caminar sobre todas las superficies cuando utilice este dispositivo. Camine más despacio de lo normal. Este dispositivo es para uso de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por DARCO® International, Inc. para ser el más avanzado en el tratamiento de una afección médica específica. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, se debe informar al fabricante cuya información de contacto figura en este documento y a la autoridad correspondiente del país o estado donde se encuentra. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.

FR

Indications

> Utilisation postopératoire, soins traumatologiques, fractures de stress, lésions des tissus mous

Contre-indications

> Fractures ouvertes, mauvaise circulation

Instructions de nettoyage et entretien

- > Si la coquille ou la doublure intérieure est légèrement sale, nettoyez-la avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- > Laissez la coquille ou la doublure intérieure sécher à l'air uniquement.

Mode d'emploi : Body Armor® Walker

1. Détachez toutes les boucles et retirez le protège-tibia, les coussinets en mousse et la doublure.
2. Enroulez la doublure autour du pied et fixez-la avec les fermetures. Des doublures supplémentaires sont disponibles.
3. Écartez la coquille et placez d'abord le talon du pied dans la botte.
4. Placez les coussinets en mousse dans les zones de frottement excessif ou pour limiter l'espace (facultatif).
5. Placez le protège-tibia en position et fixez-le sous les bords de la coquille de la botte.
6. Insérez les sangles dans les boucles et ajustez-les à la compression souhaitée. Fermez les boucles à bout bleu en position verrouillée.

Mode d'emploi : Body Armor® Walker II

1. Déverrouillez toutes les boucles, retirez le protège-tibia et les coussinets en mousse.
2. En cas de déchargement pour cause d'ulcères, de fractures ou d'autres zones douloureuses, suivez les instructions ci-dessous.
3. Écartez la coquille et placez d'abord le talon du pied dans la botte.
4. Placez les coussinets en mousse dans les zones de frottement excessif ou pour limiter l'espace (facultatif).