

Indications

- Immobilization or stabilization of the foot and ankle in patients requiring external support related to:
 - Surgical and Trauma Recovery
 - Wound management, when used in conjunction with appropriate wound management protocols, such as dressings, casting, etc.

Contraindications

- Open fractures
- Poor circulation
- Untreated open wounds

Cleaning Instructions/Maintenance

- When the shell or inner liner is slightly dirty, clean it with a damp cloth or a soft brush.
- Allow the shell or inner liner to air dry only.

Instructions for use

1. Open the hook and loop straps and release the closures of the inner liner.
2. Spread open the liner and place the foot heel first into the walker.
3. Wrap the liner around the foot and secure with the closures.
4. With leg in walker and ankle positioned at 90°, begin securing hook and loop straps, starting at **the toes and working towards the knee.**

Additional Steps: Tall-Air and Short-Air versions ONLY

5. Inflate liner by pressing the pump. Caution: DO NOT OVERINFLATE.
6. To release air pressure, press the silver button located beneath the pump until air begins to escape.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (such as pain or swelling) discontinue use and consult your medical provider immediately. This device is designed to assist recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with a health-care professional. DARCO International Inc. does not assume any responsibility for misuse of the product. It is advisable to wear dressings or socks with the walker. Do not wear it in direct contact with injured, irritated, damaged or broken skin. Do not drive a vehicle while you are wearing this device. Use extreme caution when walking on all surfaces when using this device. Walk more slowly than normal. This device is for single-patient use only.

To the patient/user: This device has been designed and manufactured by DARCO International, Inc. to be state of the art for treatment of a specific medical condition. Should any serious incident occur in relation to this device it should be reported to the manufacturer at the contact information listed on this document and the proper authority of the country or state where you are located. If you report this to the manufacturer, they will forward this immediately. When treatment is complete, dispose of this device according to local laws and ordinances.

Body Armor Stirrup Walker

Featuring PowerPods



Manufactured for:
DARCO International, Inc.
810 Memorial Blvd.
Huntington, WV 25701, USA
Phone 304.522.4883

UK Responsible Person:
V-M Orthotics Ltd.
Unit 25 Halesworth Business
Centre Norwich Road
Halesworth Suffolk IP19 8QJ
United Kingdom



Indicaciones

- Inmovilización o estabilización del pie y el tobillo en pacientes que requieren soporte externo en relación con:
 - Recuperación quirúrgica y de traumatismos
 - Manejo de heridas, cuando se utiliza junto con protocolos adecuados para el manejo de heridas, como apósitos, yesos, etc.

Contraindicaciones

- fracturas expuestas
- mala circulación
- heridas abiertas sin tratar

Instrucciones de limpieza/mantenimiento

- Cuando la carcasa o el revestimiento interior estén ligeramente sucios, límpielos con un paño húmedo o un cepillo suave.
- Seque la carcasa o el revestimiento interior al aire libre.

Instrucciones de uso

1. Abra las correas de velcro y suelte los cierres del revestimiento interior.
2. Extienda el revestimiento y coloque el pie en la bota ortopédica, comenzando por el talón.
3. Envuelva el pie con el revestimiento y sujételo con los cierres.
4. Con la pierna en la bota ortopédica y el tobillo colocado a 90°, comience a sujetar las correas de velcro, comenzando por los dedos de los pies y avanzando hacia la rodilla.

Pasos adicionales: **SOLAMENTE para versiones Tall-Air y Short-Air**

5. Infile el revestimiento presionando la bomba. Precaución: NO SOBREENFLAR.

6. Para liberar la presión del aire, presione el botón plateado ubicado debajo de la bomba hasta que el aire comience a salir.

Precaución

Siga siempre estas instrucciones de uso. En caso de efectos adversos (como dolor o hinchazón), suspenda el uso y consulte con su proveedor médico de inmediato. Este dispositivo está diseñado para ayudar en la recuperación y debe usarse exclusivamente según las instrucciones de un profesional de la salud, luego de una consulta. DARCO International Inc. no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto del producto. Se recomienda usar vendajes o calcetines con la bota ortopédica. No lo use en contacto directo con piel lesionada, irritada, dañada o abierta. No conduzca mientras esté usando este dispositivo. Tenga mucho cuidado al caminar sobre todas las superficies cuando utilice este dispositivo. Camine más despacio de lo normal. Este dispositivo es para uso de un solo paciente.

Para el paciente/usuario: este dispositivo ha sido diseñado y fabricado por DARCO International, Inc. con el fin de otorgar la calidad más avanzada en el tratamiento de una afección médica específica. Si ocurriera algún incidente grave en relación con este dispositivo, se deberá informar al fabricante mediante los datos de contacto que figuran en este documento y a la autoridad correspondiente del país o el estado donde se encuentra. Si usted informa esto al fabricante, ellos lo reenviarán inmediatamente. Una vez finalizado el tratamiento, deseche este dispositivo de acuerdo con las leyes y las ordenanzas locales.

Indicaciones

- Immobilisation ou stabilisation du pied et de la cheville chez les patients nécessitant un soutien externe lié à:
 - Récupération post-opératoire et post-traumatique
 - Prise en charge des plaies, en association avec les protocoles de prise en charge appropriés (pansements, plâtres, etc.).

Contre-indications

- Fractures ouvertes
- Mauvaise circulation
- Plaies ouvertes non traitées

Instructions de nettoyage et entretien

- Si lacoquille ou la doublure intérieure est légèrement sale, nettoyez-la avec un chiffon humide ou une brosse douce.
- Ne laissez la coquille ou la doublure intérieure que sécher à l'air libre.

Mode d'emploi

1. Ouvrez les bandes de ruban auto-agrippant et ouvrez les fermetures de la doublure intérieure.
2. Écartez la doublure et placez d'abord le talon du pied dans la botte.
3. Enroulez la doublure autour du pied et fixez-la avec les fermetures.
4. Avec la jambe dans la botte et la cheville positionnée à 90°, commencez à fixer les bandes de ruban auto-agrippant en débutant par les orteils et en allant vers le genou.

Étapes supplémentaires : **versions Tall-Air et Short-Air UNIQUEMENT**

5. Gonflez la doublure en appuyant sur la pompe. Attention : NE PAS SURGONFLER.

6. Pour relâcher la pression d'air, appuyez sur le bouton argenté situé sous la pompe jusqu'à ce que l'air commence à s'échapper.

Mise en garde

Veillez toujours suivre les présentes instructions d'utilisation. En cas d'effets secondaires (tels que douleur ou enflure), cessez l'utilisation et consultez immédiatement votre médecin. Cet appareil est conçu pour aider à la récupération et doit être utilisé exclusivement sous les instructions d'un professionnel de la santé et en consultation avec celui-ci. DARCO International Inc. n'assume aucune responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit. Il est conseillé de porter des pansements ou des chaussettes avec la botte. Ne portez pas directement au contact de la peau blessée, irritée, endommagée ou ouverte. Ne conduisez pas de véhicule pendant que vous portez cet appareil. Soyez extrêmement prudent lorsque vous marchez sur toutes les surfaces lorsque vous utilisez cet appareil. Marchez plus lentement que d'habitude. Cet appareil est destiné à un usage par un seul patient.

Pour le patient ou l'utilisateur : Cet appareil à la fine pointe de la technologie a été conçu et fabriqué par DARCO International, Inc. pour le traitement d'une condition médicale spécifique. Si un incident grave survient relativement à cet appareil, il doit être signalé au fabricant aux coordonnées indiquées dans ce document et aux autorités compétentes du pays ou de l'État où vous vous trouvez. Si vous signalez cela au fabricant, il le transmettra immédiatement. Une fois le traitement terminé, jetez cet appareil conformément aux lois et aux ordonnances locales.